



COD-kyvetttest för saltvatten, 7 - 70 mg/L O₂, 25 tester

Produktnr:

LCK1814

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Mätområde: 7 - 70 mg/L O₂

Lämplig för COD-lågutvallstester i vattenprover med höga halter av kloridkoncentrationer upp till 20 000 mg/L. Inga besvärliga förbehandlingar av provet krävs! Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk identifiering i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	DR3900, DR6000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Mätområde:	7 - 70 mg/L O ₂
Metodnamn:	Dikromat
Parameter:	COD
Plattform:	LCK
Uppslutning krävs:	Ja