



Perättiksyra chemkey-reagenser (låda med 25)

Produktnr: 8635200

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Perättiksyra chemkey, intervall 0,04 - 50,0 mg/L PAA. För SL1000 PPA (Portable Parallel Analyser).

Specifikationer

Instrument:	SL1000
Mätområde:	0,04 - 50,0 mg/L PAA
Metodnummer:	10297
Parameter:	Perättiksyra
Plattform:	Chemkeys
Vad ingår i leveransen:	25 Chemkey
Volym/förpackningsstorlek:	25/förp.

Vad finns i förpackningen

25 Chemkey