



DR300 Pocket Colorimeter, klor, fritt + totalt, med väska

Produktnr:

LPV445.99.00110

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Nästa generation inom bärbara instrument

Gör datainsamlingen enklare, undvik transkriptionsfel och få bättre spårbarhet av efterlevnaden.

DR300 bygger vidare på Pocket Colorimeters tradition av tillförlitlighet och har dessutom toppmoderna överföringsfunktioner samt anslutning till Claros*.

Viktiga fördelar:

- Bärbar fotometer för en parameter som kan tas med överallt
- Batteridrift för maximalt 5 000 tester
- Robust vattentät design (IP67)
- Enkel, intuitiv design

Levereras med:

- Tålig anpassad bärväska (4660200)
- Batterier medföljer
- Provceller (2427606)
- Handbok

Observera att inga reagenser ingår i satsen utan måste köpas separat.

*Anslutning till Claros är för närvarande bara tillgängligt i USA, Kanada och EU.

Tillförlitlig
Sedan 1993 har Hach fortsatt att tillhandahålla förstklassiga instrument för kemi och kolorimetri för att ge tillförlitliga och korrekta mätningar.

Enkel

Enkel, intuitiv drift med mindre risk för mänskliga fel, vilket ger noggranna mätdata som du kan lita på gång efter gång. Större display med bättre bakgrundsbelysning som gör det enklare att läsa av dina mätningar oavsett yttre förhållanden.

Tålig

Robust, vattentät (IP67) design som tål alla förhållanden du ställs inför på fältet eller på resande fot (fall, extrema temperaturer, regn och smuts).

Specifikationer

Absorbans:	0 - 2,5 mAbs
Användningsförhållanden:	0 - 50 °C, 0 - 90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Datalogger:	Senaste 50 mätningarna
Detektor:	Silikonfotodiod
Dimension (H x B x D):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Display :	Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Garanti :	24 månader
Kapslingsklass:	IP67, vattentät på 1m djup i 30 min
Lamptyp:	Lysdiod (LED)
Mätmetod:	DPD
Mätområde:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Parameter:	Klor, fritt + totalt
Pausläge:	Fyra alkaliska AAA-batterier, ungefärliga livslängden är 5 000 tester
Provcellskompatibilitet:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Region:	EU
Specialfunktioner:	Med väska
Spektrumbandbredd:	15 nm filterbandbredd
Vad ingår i leveransen:	Varje DR300 Pocket Colorimeter levereras som bruksfärdig sats i en robust, specialanpassad väska (4660200), tillsammans med batterier, provceller (2427606), och en manual. Reagenser köps separat.
Våglängd:	528 ±2 nm
Vikt :	0,25 kg

Vad finns i förpackningen

Varje DR300 Pocket Colorimeter levereras som bruksfärdig sats i en robust, specialanpassad väska (4660200), tillsammans med batterier, provceller (2427606), och en manual. Reagenser köps separat.