



Intellical PHC725 RedRod påfyllningsbar pH-elektrod i glas för medier med låg jonstyrka, för lab, med kalibrerings- och underhållsreagenspaket

Produktnr: PHC72501AP
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

RedRod-givare medföljer nu kalibreringsreagens

RedRod-givarsatsen levereras med kalibreringsbuffertreagens och underhållslösningar för att ge en lättanvänd och tillförlitlig allt-i-ett-lösning för dina kalibreringar, vilket hjälper dig att säkerställa exakta pH-avläsningar med din HQD pH-mätare. 500 mL-flaskorna möjliggör upp till 6 månaders pH-elektrodkalibrering en gång i veckan, eller upp till 25 kalibreringar, till ett mycket attraktivt pris jämfört med om de köps separat.

Dra nytta av ett betydligt lägre pris på kalibreringsreagens

RedRod-givare som köps som en sats tillsammans med reagenser ger 75 % rabatt på reagens jämfört med om de köps separat.

Tillförlitliga kalibreringar för optimala givarprestanda

I paketet ingår NIST-spårbara färgkodade buffertlösningar, pH 4,01, pH 7,00 och pH 10,01, samt elektrodrengöringslösning för regelbundet underhåll samt förvaringslösning för pH-elektroder.

RedRod-tekniken ger snabba, exakta och reproducerbara mätningar

Symmetri mellan inre och yttre RedRod-referenselement säkerställer att iso-pH är samma som noll pH, vilket ger reproducerbara resultat och ett snabbt och exakt svar, även för prover med växlande temperaturer. RedRod-tekniken ger också en stabil signal genom att skydda referenselement från mindre störningar, och den mättade KCl-saltbryggan hjälper till att skapa en stabil vätskemembranpotential.

RedRod är tillförlitlig vid mätning av svåra prover i bredare temperaturområden

RedRod-inkapsling av referenselement innebär frånvaro av silverjoner och mindre risk för igensatta vätskebryggor. Dessutom möjliggörs exakta mätningar inom ett större temperaturområde än med standardelektroder.

Digitala Intellical-prober kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på nytt

Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare.

Specifikationer

Applikation:	Low Ionic Strength & Dirty Samples - Annular Ring
Elektrodtype:	RedRod/påfyllningsbar
Elektrolyt:	Mättad KCl
Garanti :	12 månader
Givar koppling:	Ringformad
Givartyp:	Standard
Kabellängd:	1 m
Kit?:	Ja
Kontakt:	HQD specific

Längd:	200 mm
Material:	Givarkropp: glas
Mätområde:	0 - 14 pH
Metodtyp:	Lab: RedRod/påfyllbart referenselement
Noggrannhet:	± 0,01 pH
Omgivningstemperatur:	-10 - 100 °C
Parameter:	pH
Produktsats:	Modell: PHC725
	Tillbehör ingår: Paket med kalibrerings- och underhållsreagens
Reference system:	RedRod
Sensor material:	Glas
Skyddsklassning:	IP65
Specialfunktioner:	RedRod-teknik, medier med låg jonstyrka
Temperaturområde :	−10 to 100 °C
Testkrav:	Parameter som behövs: pH
	Minsta provdjup (mm): 14
Vad ingår i leveransen:	Intellical PHC725 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska för blötläggning, 1 m kabel, 59 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (mättad KCl-lösning), kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok. Buffertlösningssats, färgkodad, pH 4,01, pH 7,00 och pH 10,01, 500 mL (#2947600). Elektrodrengöringslösning för regelbundet underhåll, 500 mL (#2965249). Påfyllningslösning, referens, mättad KCl, 500 mL (#25118049).

Vad finns i förpackningen

Intellical PHC725 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska för blötläggning, 1 m kabel, 59 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (mättad KCl-lösning), kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok. Buffertlösningssats, färgkodad, pH 4,01, pH 7,00 och pH 10,01, 500 mL (#2947600). Elektrodrengöringslösning för regelbundet underhåll, 500 mL (#2965249). Påfyllningslösning, referens, mättad KCl, 500 mL (#25118049).