



Ammoniumkyvtest, 100 - 1 800 mg/L NH₄-N, 25 tester

Produktnr:

LCK502

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvtester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk identifiering i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvara i kylskåp)
Mätområde:	100 - 1 800 mg/L NH ₄ -N
Metodnamn:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Parameter:	Ammoniak
Plattform:	LCK