



Ortofosfatkyvetttest, 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 tester

Produktnr:

LCK549

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Behändig hantering med hjälp av rektangulära 50 mm-kyvetter

Högsta möjliga noggrannhet för analys av koncentrationer i det ultralåga intervallet

Specifikationer

Antal tester :	20
Instrument:	DR3900, DR6000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Metodnamn:	Fosformolybden blå
Parameter:	Ortofosfat
Plattform:	LCK