



COD-kyvetttest för saltvatten, 250-1000 mg/L O₂, 25 tester

Produktnr:

LCK1914

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Lämpligt för COD-lågintervallstest i vattenprov med höga halter av kloridkoncentrationer upp till 20 000 mg/L. Ingen omständlig förbehandling av proven krävs! Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk identifiering i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Mätområde:	250 - 1000 mg/L O ₂
Metodnamn:	Dikromat
Parameter:	COD (för prover upp till 20000 mg/L klorid)
Plattform:	LCK
Uppslutning krävs:	Ja