



CL17sc cellrengöringssats

Produktnr:

8573100

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Hach rekommenderar att du rengör CL17sc-cellen varje månad (eller vid behov). Rengöringsfrekvensen kan bero på appliceringen och provets kvalitet.

CL17sc-cellrengöringssatsen innehåller 5,25N svavelsyra (100 mL droppflaska) och bomullstoppar (10).

Specifikationer

Instrument:	CL17sc
Lagringsförhållanden:	Förvara behållarna väl tillslutna på en torr, sval och väl ventilerad plats. Skydda mot fukt.
Mätområde:	Ej tillgänglig
Parameter:	Ej tillgänglig
Vad ingår i leveransen:	Sulfuric acid (100 mL dropper bottle) and cotton swabs (10).

Vad finns i förpackningen

Sulfuric acid (100 mL dropper bottle) and cotton swabs (10).