



CL17sc påfyllningssats för kalibreringsverifiering

Produktnr: 8573200
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

För användare som redan har spruta, slangar, kopplingar och ampullbrytare från CL17sc-kalibreringsverifieringssatsen tillhandahåller den här satsen den avjoniserade vatten- och klorstandard som krävs för att verifiera kalibreringen. CL17sc påfyllningssats för kalibreringsverifiering innehåller två flaskor avjoniserat vatten (500 mL) och en klorstandard (20 mL ampull).

CL17sc-kalibreringskurvan ställs in på fabriken för prestanda enligt specifikationerna. Användarjusteringar av den fabriksinställda kalibreringskurvan rekommenderas endast i två fall: om det krävs av en tillsynsmyndighet för efterlevande av regler, eller om en stor reparation av analysatorn utförs.

Specifikationer

Instrument:	CL17sc
Mätområde:	Ej tillgänglig
Parameter:	Ej tillgänglig
Vad ingår i leveransen:	2x 500 mL bottle of deionized water and 20 mL ampule of chlorine standard.

Vad finns i förpackningen

2x 500 mL bottle of deionized water and 20 mL ampule of chlorine standard.