



QP1680 sats med förbrukningsartiklar, 2500-analys

Produktnr: **SMKIT501000**

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Förbrukningsartiklar för cirka 2 500 insprutningar, beroende på prov

Specifikationer

Vad ingår i leveransen:	1x bomullstops, bomull/plast, 25 st
	1x ugsinsprutningsport, PTFE
	1x innehåll för halogenskrubber, 1 påfyllning
	1x påfyllningssats till Procat-förbränningsrör, katalysator och kvartsfyllning
	1x filter, plast, 5 µm och engångs, 10 st
	1x O-ring, silikon, 22 x 3 mm, för ugsnrör, 5 st
	1x O-ring, PTFE, 6,02 x 2,62 mm, för ugsutgång, 5 st
	1x omrörare, PTFE, 15 st
	1x ugsinsprutningsnål med hylsa, PTFE-hylsa/metall
	5x O-ringinsprutning och IC-port,
	1x PTFE topptätning, för ugsnrör/huvud

Vad finns i förpackningen

1x bomullstops, bomull/plast, 25 st1x ugsinsprutningsport, PTFE1x innehåll för halogenskrubber, 1 påfyllning1x påfyllningssats till Procat-förbränningsrör, katalysator och kvartsfyllning1x filter, plast, 5 µm och engångs, 10 st1x O-ring, silikon, 22 x 3 mm, för ugsnrör, 5 st1x O-ring, PTFE, 6,02 x 2,62 mm, för ugsutgång, 5 st1x omrörare, PTFE, 15 st1x ugsinsprutningsnål med hylsa, PTFE-hylsa/metall5x O-ringinsprutning och IC-port,1x PTFE topptätning, för ugsnrör/huvud