



Ammoniumstandardlösning, 2,5 mg/L NH₄-N, 100 mL

Produktnr:	LCA505
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Ammoniumstandardlösning med 2,5 mg/L NH₄-N för kvalitetskontroll med LCK505 ammoniumkyvvettest. LCA505 lämpar sig även för kvalitetskontroller med AMTAX sc ammoniumanalysator.

Specifikationer

Koncentration:	2,5 mg/L NH ₄ -N
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Parameter:	Ammonium
Volym/förpackningsstorlek:	100 mL