



Ammoniakbuffertlösning för EZ1102 ammoniakanalysator, 500 mL

Produktnr:	APPC1102-02
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Reagens klara att användas för onlineanalysatorer i EZ-serien

Klar att använda

HACH EZ-reagenser är klara att användas med onlineanalysatorer i EZ-serien. Eftersom det inte behövs någon ytterligare beredning eliminerar detta ytterligare en felkälla vid användning av EZ-instrument- och reagenssystem.

Förtroende för dina resultat

Minska felkällorna i arbetsflödet för att öka förtroendet för dina resultat.

Mindre komplexitet

Genom att använda bruksfärdiga EZ-reagenssatser från Hach kan antalet hanteringssteg runt din analysutrustning minskas avsevärt, vilket gör det enklare och mindre komplicerat.

Specifikationer

Parameter:	Ammoniak
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL