



HR-mangan chemkey-reagenser (låda med 25)

Produktnr: 3007000
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

High Range-mangan Chemkey för SL1000 bärbar parallellanalysator

För bestämning av mangan med hjälp av Hach-metoden 10319

Mindre variabilitet

Automatisering och inre temperaturkontroll gör hela processen konsekvent och repeterbar samtidigt som samma processer som i befintliga Hach-metoder används. Undvik manuella steg som kan medföra variationer, även när de utförs av erfarna personer.

Mindre krångel

Alla kemikalier och processer är helt integrerade i Chemkey. Det finns inga pulverkuddar eller glaströr att hantera.

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	SL1000
Mätområde:	0,10 - 25,0 mg/L Mn
Parameter:	Mangan
Volym/förpackningsstorlek:	25/förp.