



Reagenssats för nitritanalysatorn EZ1028 (reagens 1 och 2)

Produktnr: APPC1028KTO

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Reagens klara att användas för onlineanalysatorer i EZ-serien

Klar att använda

HACH EZ-reagenser är klara att användas med onlineanalysatorer i EZ-serien. Eftersom det inte behövs någon ytterligare beredning eliminerar detta ytterligare en felkälla vid användning av EZ-instrument- och reagenssystem.

Förtroende för dina resultat

Minska felkällorna i arbetsflödet för att öka förtroendet för dina resultat.

Mindre komplexitet

Genom att använda bruksfärdiga EZ-reagenssatser från Hach kan antalet hanteringssteg runt din analysutrustning minskas avsevärt, vilket gör det enklare och mindre komplicerat.

Specifikationer

Parameter:	Nitrit
Vad ingår i leveransen:	52022 Sulfanilamide Reagent 1, 400mL (10x)
	52023 Sulfanilamide Reagent 2 (10x)

Vad finns i förpackningen

52022 Sulfanilamide Reagent 1, 400mL (10x) 52023 Sulfanilamide Reagent 2 (10x)