



Be Right™



Färgstandardlösning, 500 Pt Co-enheter, 1 L

Produktnr:

141453-EU

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Analytisk kvalitetssäkring, standard för färgmätningar.

Specifikationer

| | |
|----------------------------|---|
| Beskrivning: | Färgstandardlösning, 500 Pt Co-enheter, 1 L |
| Koncentration: | 500 Pt-Co units |
| Parameter: | Färg |
| Plattform: | Lösning |
| Volym/förpackningsstorlek: | 1 L |