



Be Right™



Fritt klor, reagenssats för kloranalysator CL17/CL17sc

Produktnr: 2556900-EU
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Farligt



Utformad för att uppfylla de strängaste kvalitetsstandarderna

Reagenssats för fritt klor används tillsammans med CL17/CL17sc-analysatorer och bulkanalysmetoder. HACH-reagenser garanterar exakta och konsekventa resultat.

Reagenssats för fritt klor består av:

- En 24-gramsflaska med DPD-förening
- En 473 mL-flaska med indikatorlösning för fritt klor
- En 473 mL-flaska med buffertlösning för fritt klor

Vill förenkla ombeställningen av reagens? Fråga din Hach-representant om vårt enkla och okomplicerade automatiska leveransprogram för Hach CL17-reagens och reagenssats.

*Den här produkten har inte utvärderats för test av klor och kloraminer i medicinska tillämpningar i USA.

Specifikationer

Antal tester :	450
Instrument:	CL17/CL17sc
Lagringsförhållanden:	Förvara behållarna väl tillslutna på en torr, sval och väl ventilerad plats. Skydda mot fukt.
Mätområde:	0,03 - 5,00 mg/L Cl_2 för CL17, 0,03 - 10,00 mg/L för CL17sc
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	10059
Parameter:	Klor, fritt
Plattform:	Lösning
Vad ingår i leveransen:	DPD-förening, 24 g Indikatorlösning för fritt klor, 473 mL Buffertlösning för fritt klor, 473 mL

Vad finns i förpackningen

DPD-förening, 24 gIndikatorlösning för fritt klor, 473 mLBuffertlösning för fritt klor, 473 mL

Obligatoriska tillbehör

- Skyddshandskar storlek L, blå, nitril, puderfria, 50 styck (Item SM743L)