



Reagenspulver för nitrat (pk/100)

Produktnr:

1403599-EU

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Pulverreagens i förseglad förpackning för bestämning av nitratkväve upp till 50 mg/l NO₃-N.

For high range nitrate determination by the NitraVer® 5 cadmium reduction method. Range: up to 50 mg/L as nitrate-N. Sample Size: 5 mL. Pack of 100 powder pillows.

Specifikationer

Mätområde:	5 mL
Metodnamn:	Cadmium Reduction
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk

Obligatoriska tillbehör

- Skyddshandskar storlek L, blå, nitril, puderfria, 50 styck (Item SM743L)