



Ammoniakjonstyrkejusterare (ISA), lösning, 500 mL

Produktnr:

2824349-EU

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



Jonstyrkejusterare (ISA) för ammoniakmätningar med metoden med jonselektiv elektrod (ISE). Eliminera de flesta störningar. Lösning, 500 mL-flaska.

Specifikationer

Koncentration:	ISA
Package settings:	Flaska
Parameter:	Ammonium
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL