



Be Right™



## Färgstandardlösning, 500 Pt.Co-enheter, 16/förp. - 10 mL Voluette-ampull

Produktnr:

141410-EU

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



För noggrannhetskontroller vid mätning av färg. 500 platinakoboltenheter, 16/förp. - 10 mL Voluette-ampull.

### Enkla noggrannhetskontroller

Voluette- och PourRite-ampullstandarder är utformade för att fungera direkt med noggrannhetskontroller av standardtillägg i Hach-procedurer och fotometerprogramvara. Använd TenSette-pipetten för att lägga till exakta standardtillsättningar och kontrollera procent återhämtning för att bekräfta analytiska systemprestanda.

### Minimerar avfall

Öppna en ny standardampull för varje noggrannhetskontroll. Varje ampull innehåller en tillräcklig mängd standard för en uppsättning standardtillägg.

### Tillförlitliga resultat

Förseglade ampuller förhindrar oavsiktlig kontaminering eller avdunstning av standardlösningar.

---

## Specifikationer

Beskrivning:	Färgstandarder
Koncentration:	500 enheter
Parameter:	Color
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	16 x 10 mL ampules