



LeadTrak-reagenssats

Produktnr:

2375000-EU

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Farligt



Syralösligt bly i ett dricksvattenprov koncentreras först i en Fast Column Extractor. Bly elueras sedan från extraktorn och mäts kolorimetriskt med en indikator.

Reagenssats för blymätning genom LeadTrak[™], snabb kolonnextraktion. Hach-metod 8317. Område: 5 till 150 µg/L som Pb. Provvoly: 100 mL. 20 tester/reagenssats.

Specifikationer

Antal tester :	20
Instrument:	Se metoder/procedurer för instrument som är kompatibla med denna produkt
Mätområde:	5 - 150 µg/L Pb
Metodnamn:	LeadTrak
Metodnummer:	8317
Parameter:	Bly
Shipping Method:	Lead Reagent set

Obligatoriska tillbehör

- Skyddshandskar storlek L, blå, nitril, puderfria, 50 styck (Item SM743L)